




SAFETY AT WORK



SKRÆDDERSYEDE  
FØRSTEHJÆLPSLØSNINGER

plum  
Safety

# Velkommen til Plum Safety

Vi er internationale eksperter, der tilbyder produkter af høj kvalitet og ekspertviden inden for førstehjælpssløsninger og hygiejne til arbejdspladsen.

Du skal kunne føle dig tryk på dit arbejde!

---

## HYGIEJNE OG FØRSTEHJÆLP PÅ ARBEJDSPLADSEN

Der sker ulykker hver dag. Minimer omfanget og konsekvenserne af ulykken ved at sikre, at du har den rigtige førstehjælpssløsning til rådighed på de steder, hvor der kan ske ulykker.

En førstehjælpssløsning der er skræddersyet til din arbejdsplads, hjælper dig med at være forberedt ved ulykker, så du hurtigt kan behandle øjenskader, flænger og mindre sår på en sikker og hygiejniske måde.

Et stort udvalg af øjenskyl, plastre, dekontamineringsopløsninger, brandsårsgel og sårrenseservietter hjælper med hurtigt at behandle dig og dine kolleger samt minimere skaderne efter en ulykke.

Det er vigtigt, at sammensætningen af sikkerhedsprodukterne passer til din behovene på din arbejdsplads.

## GLOBALT FODSPOR

Vi har et globalt fodspor og er repræsenteret i stort set hele verden. Tag fat i os, hvis du vil have hjælp til at finde din leverandør af sikkerhedsudstyr!



Du er velkommen til at kontakte os  
[info@plum.eu](mailto:info@plum.eu)  
+45 69 16 96 00

# Indholdsoversigt

---


Beskyt dine medarbejdere .....	4
Plum Safety Reminder app .....	5
Sådan vælger du den korrekte øjensskyl .....	6
Sådan placerer du flaskerne med øjensskyl .....	8
Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride .....	10
Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate .....	12
Plum Wound and Eyewash Spray .....	14
Øjenskyllestationer .....	16
Plum iBox .....	19
Øjenskyllbokse .....	22
Dekontamineringsopløsning - Plum BodyNeutrAll .....	24
Plum QuickFix plastre og dispensere .....	26
Plum QuickSoft bandage .....	32
QuickSafe® .....	34
Plum Pull1Aid® .....	38
Sår- og øjenpleje .....	40
Brandsikkerhed .....	42
Plum Safety kort fortalt .....	43



# Beskyt dine medarbejdere

## Udstyr din virksomhed korrekt

Hurtig og nem adgang til førstehjælp vil reducere konsekvenserne efter en ulykke og holde din arbejdsplads sikker



Der sker ulykker hver dag. Minimer omfanget og konsekvenserne af ulykken ved at sikre, at du har den rigtige førstehjælpsløsning til rådighed på de steder, hvor der kan ske ulykker. En førstehjælpsløsning der er skræddersyet til din arbejdsplads, hjælper dig med at være forberedt ved ulykker, så du hurtigt kan behandle øjenskader, flænger og mindre sår på en sikker og hygiejniske måde.

### **HURTIG OG EFFEKTIV HJÆLP SKRÆDDERSYET TIL DIN VIRKSOMHED**

Et stort udvalg af øjensky, plastre, brandsårsgel og sårrenseservietter hjælper med hurtigt at behandle dig og dine kolleger samt minimere skaderne efter en ulykke. Det er vigtigt, at sammensætningen af sikkerhedsprodukterne passer til din behovene på din arbejdsplads.

Vi hjælper dig med at finde den rigtige løsning, lige meget om du arbejder på kontor eller håndterer syrer eller baser i omgivelser med høj risiko som fx opladning af batterier, industrirengøring, laboratoriearbejde eller petrokemisk industri.

### **PRAKTISKE LØSNINGER TIL TRAVLE ARBEJDSDAGE**

Dine hænder, dine øjne og dit hoved er dine vigtigste arbejdsredskaber. Selv en lille ulykke kan påvirke dit arbejde, og større ulykker kan have meget større konsekvenser, hvis du ikke er forberedt. Ved at træffe de korrekte foranstaltninger har du mulighed for at have den rigtige førstehjælp inden for rækkevidde, hvorved mange mindre hverdagsulykker kan minimeres betydeligt.



Vores øjensky er nem at bruge, hvis der sker en ulykke.



Drej øjenkoppen 360° i pilens retning, indtil forseglingen brydes.



Læn dig tilbage, tryk let på flasken og skyl.



Eller læn dig frem og skyl ved at trykke let på flasken.

Gratis konto. Ubegrænsede produkter. Automatiske notifikationer. Log kontroller.

# NEMT OG EFFEKTIVT VÆRKTØJ TIL STYRING AF UDLØBSDATOER


Hjælp dine kunder og placer dig selv som leverandør i appen Plum Safety Reminder - et gratis værktøj til effektiv styring af udløbsdatoer.

Udviklet til at gøre livet lettere for de medarbejdere, der er ansvarlige for sikkerhedsprodukter ved at tilbyde et komplet overblik over produkter og automatiske e-mail-advarsler.

## EGENSKABER

- ✓ Gratis konto
- ✓ Nem styring af udløbsdatoer og produktanvendelsesrapport
- ✓ Automatisk e-mail-advarsler
- ✓ Styring af multiple lokationer
- ✓ ... og multiple forhandlere
- ✓ Scan produkter for at indlæse informationer
- ✓ Log-funktion til kontroller

**+45 6916 9600**  
**info@plum.eu**



**SCAN** OG  
**DOWNLOAD NU**



**plum**  
Safety

# Sådan vælger du den korrekte øjensskyl

Når det drejer sig om øjenulykker, varierer de skadelige stoffer, og du skal derfor vælge den korrekte øjensskyl.

Årsagen til ulykken bestemmer hvilken øjensskyl, der skal bruges. Når der sker en ulykke, er det meget vigtigt at finde ud af, om den skyldes et fremmedlegeme eller syrer eller baser - og om muligt hvilken pH-værdi den pågældende væske har.

## Kend dine kemikalier, og sørg for den bedst muligt førstehjælp.

En øjenskylleplan hjælper dig med at vælge den rigtige øjensskyl ved hjælp af klare retningslinjer. Placer øjenskylleplanen ved siden af øjenskyllestationerne, -boksene og QuickSafe®.



Sådan vælger du den korrekte øjensskyl og bruger den med en øjenkop



Sådan vælger du den korrekte øjensskyl og bruger den med en DUO-øjenskop



Artikelnr. 956480B


Mål: B: 22,8 x H: 29,0 cm

pH-skalaen går fra 0 til 14 og måler, hvor sur eller basisk en væske er.

- En pH på 7 er neutral
- En pH under 7 er sur
- En pH over 7 er basisk

Hvis pH-værdien er enten meget sur eller basisk, skal du starte med at skylle med Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate, indtil flasken er tom. Smid flasken ud, og skyl med Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride frem til læge eller skadestue.

Hvis pH-værdien er neutral, skal du skylle med Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride, indtil flasken er tom. Smid flasken ud efter brug.



QR-kode:  
Sådan bruger du øjensskyl med øjenkop  
(animationsfilm)

QR-kode:  
Sådan bruger du øjensskyl med DUO-øjenskop  
(animationsfilm)

Monter øjenskylleplanen på væggen ved siden af øjenskyllestationen. Marker 145 cm fra gulvet, og placer øjenskylleplanen i henhold til markeringen.



# Skyl begge øjne på samme tid

Du behøver ikke længere vælge, hvilket øje du skal redde. Plum DUO-øjnekop er en unik løsning, som gør det muligt at skylle begge øjne på samme tid og redde dem begge.

---

## MANGE ULYKKER PÅVIRKER BEGGE ØJNE

Øjenulykker, der involverer kemikalier, påvirker ofte begge øjne. Med en DUO-øjnekop er du forberedt, da den gør det muligt at skylle begge øjne på samme tid. Ingen grund til at bekymre sig om, hvilket øje, der skal reddes - red i stedet begge øjne samtidigt.

## ØJENKOP TIL OPTIMAL SKYLNING

Ud over styrken af syren eller basen er kontakttiden den mest kritiske faktor, når det drejer sig om ulykker, der involverer syrer eller baser. Det er meget vigtigt, at den tilgængelige førstehjælp neutraliserer de skadelige stoffer så hurtigt som muligt. Med den unikke DUO-øjnekop kan du behandle begge øjne på samme tid.

Øjenkoppen er formet sådan, at du nemmere kan holde øjnene åbne under skyllingen samtidig med at der sikres et korrekt væskeflow og korrekt skylletid.

Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride og Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate er engangsprodukter, som sikrer, at skyllevæsken altid er steril.



# Sådan placerer du flaskerne med øjenskyl

og hvorfor det er vigtigt altid at vende flasken om



Hvis du bruger indholdet i en flaske og ved en fejl gemmer flasken med noget overskydende væske, er væsken ikke længere steril. Hvis den allerede anvendte flaske sættes i korrekt, drypper den måske lidt, og så vil du være klar over, at flasken allerede har været åbnet. Derved undgår du at bruge ikke-steril væske, som skulle have været smidt ud.

Vær altid opmærksom på piktogrammer og symboler på flasken for at sikre korrekt og sikker anvendelse.



Du kan finde ud af mere om symbolernes betydning ved at anvende QR-koden





# Sådan placerer du flaskerne med øjensskyl, når der **ikke** anvendes en øjenskylleboks eller -station

**Vægholder** - til 200 ml og 500 ml flasker - ikke egnet til DUO-flasker



## Grøn vægholder

Indhold i pakken: 1 stk.

Artikelnr.: 956430

Vægholder til Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride 200 ml og 500 ml (artikelnr. 4691, 4604)



## Blå vægholder

Indhold i pakken: 1 stk.

Artikelnr.: 956431 Vægholder til Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate 200 ml (artikelnr. 4752)

**Vægarm** - til alle 500 ml og 1000 ml flasker



## Grøn vægarm

Indhold i pakken: 1 stk.

Artikelnr.: 956466

Vægarm til Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride 500 ml og 1000 ml (artikelnr. 4604, 4707, 4861 og 4800)



## Blå vægarm

Indhold i pakken: 1 stk.

Artikelnr.: 956407

Vægarm til Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO 500 ml (artikelnr. 4801)



## Øjens skyl i tilfælde af fremmedlegemer

Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride-opløsningen letter generne og forebygger efterfølgende komplikationer som følge af fremmedlegemer i øjnene.

---

Du kan nemt få et fremmedlegeme i øjet. Snavs, støv eller maling fra dine hænder udgør alt sammen en risiko for dine øjne. Risikoen øges, hvis du arbejder med maskiner eller værktøj, som kan give dig træ- eller metalsplinter i øjnene.

Det kan være ekstremt ubehageligt at få et fremmedlegeme i øjet, da øjet er meget følsomt. Uden behandling kan der opstå betændelse af øjet, hornhinden eller regnbuehinden.

Hvis du skyller straks efter uheldet, kan du undgå dette og minimere risikoen for efterfølgende komplikationer.

Denne øjens skyl indeholder en steril saltvandsopløsning på 0,9 % natriumklorid, hvilket er det samme som øjets naturlige væske. Tryk let på flasken for et blidt og behageligt flow. Sortimentet af øjens skylleprodukter inkluderer alt lige fra en lille praktisk flaske til at tage med på farten til vægmonterede stationer, som gør det hurtigt og nemt at få hjælp i nødstilfælde.



#### 200 ML / 500 ML / 1000 ML

**PLUM EYEWASH 0.9% SODIUM CHLORIDE** Flaskerne indeholder en steril opløsning og kan anvendes individuelt eller som refills i øjenskyllestationer og -bokse. Flasken med 200 ml er nem at opbevare i den specialdesignede bæltetaske, i førstehjælpssættet, i værktøjskassen osv.

**Indhold:** 200 ml  
**Indhold i pakken:** 10 x 200 ml  
**Artikelnr.:** 4691

**Indhold:** 500 ml  
**Indhold i pakken:** 12 x 500 ml  
**Artikelnr.:** 4604

**Indhold i pakken:** 3 x 500 ml  
**Artikelnr.:** 4613

**Indhold:** 1000 ml  
**Indhold i pakken:** 6 x 1000 ml  
**Artikelnr.:** 4707



#### 5 X 20 ML REFILL

#### **PLUM EYEWASH 0.9% SODIUM CHLORIDE QUICKRINSE5**

øjenskylleampuller med 20 ml 0,9 % steril natriumkloridopløsning.

Til individuel brug eller til genopfyldning af QuickSafe®, Plum QuickFix&Rinse og Plum QuickRinse dispensere.

**Indhold:** 5 x 20 ml  
**Indhold i pakken:** 4 x 5 x 20 ml  
**Artikelnr.:** 5160



#### 500 ML / 1000 ML

#### **PLUM EYEWASH 0.9% SODIUM CHLORIDE DUO**

Den ergonomiske DUO-øjekop gør det muligt at skylle begge øjne på samme tid.

**Indhold:** 500 ml  
**Indhold i pakken:** 6 x 500 ml  
**Artikelnr.:** 4861

**Indhold:** 1000 ml  
**Indhold i pakken:** 6 x 1000 ml  
**Artikelnr.:** 4800



#### 200 ML / 500 ML

#### **PLUM EYEWASH 0.9% SODIUM CHLORIDE - ENKELTE ÆSKER**

Æsken beskytter flasken. Velegnet til mobile arbejdspladser eller til genopfyldning af stationer.

**Indhold:** 200 ml  
**Indhold i pakken:** 10 x 200 ml  
**Artikelnr.:** 4695

**Indhold:** 500 ml  
**Indhold i pakken:** 12 x 500 ml  
**Artikelnr.:** 4605



#### 3 X 500 ML

#### **PLUM EYEWASH 0.9% SODIUM CHLORIDE - ON-THE-GO**

Praktisk sæt med 3 flasker øjenskyll. Nemt at tage med i bilen eller på vej til lægen eller skadestuen.

**Indhold:** 3 x 500 ml  
**Indhold i pakken:** 4 x 3 x 500 ml  
**Artikelnr.:** 4620

# Øjensskyl i tilfælde af kemiske ulykker

Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate neutraliserer syrer og baser og skyller dem hurtigt ud af øjet

## VIGTIGT



Forbehold over for flussyre, som er giftigt og forårsager ætsning af øjne, hud og knogler. Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate er ikke tiltænkt førstehjælp ved øjenulykker med flussyre, fordi produktet ikke forhindrer flussyrens ætsende virkning.

## ANBEFALET BRUG AF PLUM EYEWASH PH NEUTRAL 4.9% PHOSPHATE

Denne øjenskylløsning er til ulykker med syrer og baser. Skyl med Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate for at neutralisere pH-værdien af det skadelige stof til et uskadeligt niveau så hurtigt som muligt. Fortsæt skylningen med Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride frem til læge eller skadestue.

## DER ER FARLIGE KEMIKALIER ALLE STEDER

Der er mange jobs, virksomheder og industrier, hvor der er risiko for at blive udsat for alvorlige øjenskader som følge af kemikalier, for eksempel på kemiske fabrikker, inden for genbrugsindustrien og mineindustrien samt på byggepladser. Du skal bruge en neutraliserende øjensskyl til at minimere konsekvenserne af ulykken.

Syrer og baser kan ødelægge hudens struktur og slimhinderne. Graden af ætsende skader afhænger primært af:

- Koncentrationen af kemikalien – stærke syrer og baser er ekstremt ætsende
- Temperaturen – en høj temperatur øger kemikaliet's ætsende egenskaber
- Varigheden af kontakten – jo længere varighed, jo dybere vil det skadelige stof trænge ind

## NOGLE FÅ SEKUNDER KAN GØRE EN FORSKEL

I tilfælde af øjenskader, der involverer syrer og baser, er det tvingende nødvendigt hurtigst muligt at neutralisere kemikalien til et pH-niveau på omkring 7,4 svarende til øjenvæskens normale pH-værdi - inden syren eller basen trænger ind i hornhinden.

For at optimere sikkerheden på steder med risiko for syre- eller baseskader skal øjensskyl være:


- Let tilgængelig
- Hurtig at bruge
- Effektiv

## HURTIG OG EFFEKTIV ØJENSKYL ER VIGTIGT

Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate er en buffer, der hurtigt og effektivt neutraliserer selv stærke syrer og baser. Væsken består af fosfater, som findes i kroppen. Hydrogenfosfatbufferen er effektiv mod syrer, hvorimod dihydrogenfosfatbufferen reagerer mod baser. Effekten af Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate er dokumenteret i videnskabelige undersøgelser.<sup>1) 2)</sup>

Vi har testet den neutraliserende effekt af Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate på både stærke syrer og baser sammenlignet med effekten af saltvandsøjensskyl med 0,9 % natriumklorid. Testen viser tydeligt, at Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate hurtigt neutraliserer både syrer og baser til et uskadeligt pH-niveau. Saltvandsøjensskyl fortynder væsken, men der opnås kun mindre ændringer af pH-værdien (figur 1).

Figur 1: Neutraliserende effekt af Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate og 0.9% Sodium Chloride



1: Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Ostmerheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vortrag: Augenverätzungen. Was gibt es Neues? Regionalforum Arbeitsmedizin, Stuttgart 23.02.2006, Folien 44 ff.

2: Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Ostmerheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vergleichsergebnisse von Plum pH Neutral an verätzten Augen, Spülversuche an mit NaOH verätzten Kaninchenaugen im Vergleich von Plum pH Neutral mit physiologischer Kochsalzlösung, 24.05.2005.





**200 ML - ENKELT ÆSKE**  
**PLUM EYEWASH PH NEUTRAL**  
**4.9% PHOSPHATE**

Flasker med en 4,9 % steril fosfatbufferopløsning, som hurtigt neutraliserer syrer og baser. De kan anvendes individuelt eller som refills i øjenskyllestationer og -bokse.

Æsken beskytter flasken og er velegnet til genopfyldning af stationer og til mobile arbejdspladser.

**Indhold:** 200 ml  
**Indhold i pakken:** 10 x 200 ml  
**Artikelnr.:** 4755



**200 ML**  
**PLUM EYEWASH PH NEUTRAL**  
**4.9% PHOSPHATE**

Flasken med 200 ml er nem at bruge i førstehjælpstasken, i værktøjskassen osv.

**Indhold:** 200 ml  
**Indhold i pakken:** 10 x 200 ml  
**Artikelnr.:** 4752



**500 ML**  
**PLUM EYEWASH PH NEUTRAL**  
**4.9% PHOSPHATE DUO**

Til flasken med 500 ml medfølger den ergonomiske DUO-øjnekop, der gør det muligt at skylle begge øjne på samme tid.

**Indhold:** 500 ml  
**Indhold i pakken:** 6 x 500 ml  
**Artikelnr.:** 4801



## ” ULYKKER MED SYRER OG BASER SKER, NÅR DU MINDST VENTER DET

Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO reddede synet på en medarbejder hos SITA France. Virksomheden håndterer plastikaffald som for eksempel plastikflasker med rengøringsmiddel. Medarbejderen fik væsken fra en flaske med rengøringsmiddel ind i begge øjne. Takket være denne øjenskylløsning blev det skadelige stof neutraliseret, og medarbejderen var allerede tilbage på arbejde den næste dag.

Plum Wound and Eyewash Sprays er transportable, saltvandsbaserede spraydåser, der er nemme at bruge. De kan anvendes i alle vinkler og giver en afbalanceret og blid skylning. Perfekt til industrisektoren, produktionsindustrien, laboratorier, transport af farligt gods, førstehjælpere, politi, brandvæsen og militæret.



# Plum Wound and Eyewash Spray

Hurtig og nem at anvende på få sekunder - til hud og øjne!

Mild sår- og øjenskyllerspray til mindre ulykker såsom sår og skrammer på huden eller til skylning af støv og snavs i sår eller øjne. Sikker, hurtig og nem skylning med blot én hånd. Støvhætten beskytter dysen mod forurening. Sprayen kan anvendes flere gange, og dåsen er fuldt genanvendelig.

En hurtig og nem løsning, der minimerer risikoen for yderligere infektion eller beskadigelse.



Rens dysen ved kortvarigt at spraye ud i luften.



Placer dysen mindst 10 cm fra såret eller øjet. Tryk på dysen og spray. Lad ikke dysen komme i berøring med såret eller øjet.





#### 50 ML / 250 ML

#### PLUM WOUND AND EYEWASH SPRAY

En 0,9 % natriumkloridopløsning der giver øjeblikkelig pleje ved mindre ulykker såsom sår og skrammer på huden eller støv og snavs i øjnene. Hjælper med at minimere risikoen for yderligere infektion eller beskadigelse.



#### 250 ML

#### VÆGHOLDER

Gør dit førstehjælpsudstyr synligt ved at montere dåserne med Plum Wound and Eyewash Spray på væggen. Denne simple vægholder vil spare dig flere minutter, hvis der opstår en mindre øjenskade eller skader på huden. Så behøver du nemlig ikke lede efter din Plum Wound and Eyewash Spray, da den er lige ved hånden.

Plum Wound and Eyewash Spray er CE-mærket i henhold til direktivet for medicinsk udstyr (93/42/EØF).

#### Plum Wound and Eyewash Spray

Indhold:	50 ml
Indhold i pakken:	24 x 50 ml
Artikelnr.:	45530
Sprog:	en, de, sv, da, fr, no fi, pt, it, nl, es, pl, is

#### Beslag til 250 ml spray

Indhold:	1
Indhold i pakken:	24 stk.
Artikelnr.:	4123

Indhold:	250 ml
Indhold i pakken:	12 x 250 ml
Artikelnr.:	4554
Vægholder:	4123

## Fordele ved produktet

- Steril indtil tom - muliggør gentagen brug
- Hurtig og nem anvendelse med blot én hånd
- Sikker skylning
- Støvhætten beskytter dysen mod forurening
- Nem at transportere, klassificeret som ikke-brændbar aerosol
- Op til 100 % tømning af produktet
- Dåsen er fuldt genanvendelig
- Hypoallergen
- Steril opløsning uden konserveringsmidler
- Holdbarhed op til 3 år
- Udløbsdato på dåsens bund



# Åbne øjenskyllestationer

En åben vægmonteret løsning giver et godt overblik og hurtig og nem adgang til førstehjælp.

## BESKYT DIN KOLLEGER, GØR FØRSTEHJÆLP TILGÆNGELIGT

Når der er sket en ulykke, er det for sent at lede efter hjælp i en boks eller i et skab.

Systematiser førstehjælpen med en vægmonteret station, og gør den let tilgængelig i tilfælde af en ulykke. Vælg mellem åbne vægstationer og boksløsninger. De sidste er specielt velegnede til støvede arbejdsområder, så flaskerne beskyttes og der ikke tilføjes mere støv til en ulykke.

Sørg for at have ekstra flasker ved hånden, så du kan fortsætte skyllingen på vej til yderligere behandling.

## NEM AT MONTERE

Alle vægstationer er nemme at montere og leveres med piktogrammer, som tydeligt viser, hvordan produkterne skal anvendes.



### PLUM EYEWASH STATION

Vægstation med 500 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Særlig velegnet til små og mobile arbejdspladser.

Indhold i pakken:	1
Artikelnr.:	4611
Refill 500 ml øjenskyll, artikelnr.:	4604
Mål:	
Øjenskylleplan	h: 29 x b: 22,8 cm
Monteringsplade	h: 29 x b: 13,5 cm



### PLUM EYEWASH STATION TIL DUO-FLASKE

Vægstation med 1000 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO. Særlig velegnet til små og mobile arbejdspladser, hvor det kan være nødvendigt med vedvarende skylling af begge øjne.

Indhold i pakken:	1
Artikelnr.:	4802
Refill 1000 ml øjenskyll, artikelnr.:	4800
Mål:	
Øjenskylleplan	h: 29 x b: 22,8 cm
Monteringsplade	h: 29 x b: 13,5 cm





### PLUM COMBI-STATION

Vægstation med 200 ml Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate og 500 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride.

Særlig velegnet til steder, hvor der er risiko for at få både fremmedlegemer og syrer og baser i øjnene.

Indhold i pakken:	1
Artikelnr.:	4770
Refill 200 ml øjenskyll, artikelnr.:	4752
Refill 500 ml øjenskyll, artikelnr.:	4604 / 4613
Mål:	
Øjenskylleplan	h: 29 x b: 22,8 cm
Monteringsplade	h: 29 x b: 22,8 cm



**PLUM COMBI-STATION TIL DUO-FLASKER** Vægstation med 500 ml Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO og 1000 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO. Særlig velegnet til steder, hvor der er risiko for at få både fremmedlegemer og syrer og baser i øjnene, og hvor der er risiko for, at begge øjne påvirkes.

Indhold i pakken:	1
Artikelnr.:	4803
Refill 500 ml øjenskyll, artikelnr.:	4801
Refill 1000 ml øjenskyll, artikelnr.:	4800
Mål:	
Øjenskylleplan	h: 29 x b: 22,8 cm
Monteringsplade	h: 29 x b: 22,8 cm



### PLUM EYEWASH STATION

Vægstation med 2 x 500 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Særlig velegnet til rene omgivelser og mindre arbejdspladser, hvor der er risiko for at få fremmedlegemer i øjnene.

Indhold i pakken:	1
Artikelnr.:	4694
Refill 500 ml øjenskyll, artikelnr.:	4604
Mål:	
Øjenskylleplan	h: 29 x b: 22,8 cm
Monteringsplade	h: 29 x b: 22,8 cm



### PLUM EYEWASH STATION MAXI

Vægstation med 2 x 1000 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Særlig velegnet til steder, hvor det kan være nødvendigt med vedvarende skylning.

Indhold i pakken:	1
Artikelnr.:	4708
Refill 1000 ml øjenskyll, artikelnr.:	4707
Mål:	
Øjenskylleplan	h: 29 x b: 22,8 cm
Monteringsplade	h: 29 x b: 22,8 cm

Denne grønne Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride hjælper med at fjerne snavs og fremmedlegemer

Den blå Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate giver øjeblikkelig førstehjælp i tilfælde af alvorlige ulykker med syrer og baser

.....  
De bløde flasker er nemme at håndtere og skyller øjet med et blidt og jævnt flow

Tydelige piktogrammer og symboler viser, hvordan flaskerne skal opbevares og håndteres  
.....

Den ergonomiske, bløde plastikøjekop er formet sådan, at den passer til øjets kurve. Tryk den sammen, inden du sætter den på dit øje. Koppen hjælper med at holde øjet åbent og giver det bedst mulige væskeflow og den bedste skylletid  
.....

Hurtige og nemme at åbne. En enkelt omdrejning bryder forseglingen, og du er klar til at skylle  
.....

Tydelig brugsanvisning  
.....

.....  
Økonomisk og lang holdbarhed på op til 3,5 år.  
Udløbsdatoen vises tydeligt på mærkaten

Med den ergonomiske DUO-øjekop kan du skylle begge øjne på samme tid. Koppen hjælper med at holde øjnene åbne og giver det bedst mulige væskeflow og den bedste skylletid  
.....

Bemærk: Alt anvendt materiale er lavet af PE-LD, som er genanvendeligt.



## Hurtigt tilgængelige øjenskylleopløsninger

Hurtig adgang til øjenskyll er afgørende for alle arbejdspladser med risiko for øjenskader, fordi sekunder afgør konsekvensen af ulykken


### DU HAR KUN TO ØJNE – PAS GODT PÅ DEM

Dit syn er en af de vigtigste sanser. Så pas på dine øjne. Der kan ske ulykker, lige meget hvor forsigtig du er. Vær forberedt på ulykker med korrekt førstehjælp på det rigtige sted. En øjenskylleopløsning placeret på steder med høj risiko er den bedste forberedelse på øjenskader.

### ET STORT UDVALG AF UNIKKE SKYLLEOPLØSNINGER

Vores vigtigste opgave er at hjælpe dig med at få en mere sikker arbejdsplads, og vores koncept er udviklet i tæt samarbejde med professionelle øjenspecialister.

Det betyder, at vores produkter er gennemtænkt helt ned til mindste detalje. De er nemme at anvende med tydelige piktogrammer, der viser, hvordan de anvendes korrekt. Øjenkoppen hjælper dig med at holde øjet åbent. Skyllevæsken rammer øjet det rigtige sted og med den rigtige mængde med et blidt og jævnt flow.



Produkterne er CE-mærket i henhold til direktivet for medicinsk udstyr (93/42/EØF).

# Plum iBox

– designet til din sikkerhed


Leveres med vægholder  
og vægmonteringssæt



Hurtigt og effektivt overblik  
over flasker med øjenskyll  
og udløbsdatoer

Løsn den fra vægholderen,  
og tag den hurtigt med hen  
til den skadede person

Hurtigt tilgængelige  
øjenskylleopløsninger



Leveres med en  
øjenskylleplan

Kraftigt og  
slidstærkt  
materiale (EPP)



Rummeligt design, der gør  
det nemt og hurtigt at få  
fat i flaskerne

Nem at åbne, lige meget  
om den er monteret på  
væggen eller står på gulvet



# Støvtæt og transportabel øjenskylleboks



## PLUM IBOX 1

Støvtæt og transportabel øjenskylleboks med plads til en valgfri flaske med øjenskyll. Velegnet til støvede omgivelser og mindre arbejdspladser, hvor der er risiko for øjenskader.

### Leveres tom

Indhold i pakken:	1
Artikelnr.:	4900
Mål:	
Øjenskylleplan	h: 29 x b: 22,8 cm
iBox 1	h: 42,5 x b: 18,6 x d: 13,5 cm

Plum iBox balancerer vigtige egenskaber i et moderne design og er lavet i et kraftigt og slidstærkt materiale. Plum iBox er designet til at imødekomme behovet for hurtig indgriben i tilfælde af en ulykke ved at kombinere en åben stations hurtige overblik over produkter med en øjenskylleboks' støvtætte egenskaber, og den passer derfor godt ind på en masse arbejdspladser.

Via et gennemsigtigt vindue kan du kontrollere flaskernes tilstand og holde direkte øje med udløbsdatoer. Et rummeligt design gør det nemt og hurtigt at få fat i flaskerne, og boksen åbner let, lige meget om den er monteret på væggen eller står på gulvet. Plum iBox leveres med vægholder, øjenskylleplan og vægmonteringsæt.

Monter Plum iBox så tæt som muligt på et udsat område eller arbejdsstation og i henhold til risikovurderingen. Løsn Plum iBox fra væggen, og tag hurtigt flasken med øjenskyll med hen til den skadede person. Hvert sekund tæller!



## PLUM IBOX 1

Støvtæt og transportabel øjenskylleboks med 1000 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO.

Velegnet til støvede omgivelser og mindre arbejdspladser, hvor der er risiko for at få fremmedlegemer i øjnene.

Indhold i pakken:	1
Artikelnr.:	4901
Refill 1000 ml øjenskyll, artikelnr.:	4800
Mål:	
Øjenskylleplan	h: 29 x b: 22,8 cm
iBox 1	h: 42,5 x b: 18,6 x d: 13,5 cm



## PLUM IBOX 1

Støvtæt og transportabel øjenskylleboks med 500 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Velegnet til støvede omgivelser og mindre arbejdspladser, hvor der er risiko for at få fremmedlegemer i øjnene.

Indhold i pakken:	1
Artikelnr.:	4902
Refill 500 ml øjenskyll, artikelnr.:	4604 / 4613
Mål:	
Øjenskylleplan	h: 29 x b: 22,8 cm
iBox 1	h: 42,5 x b: 18,6 x d: 13,5 cm



## PLUM IBOX 2

Støvtæt og transportabel øjenskylleboks med plads til to valgfrie flasker med øjenskyll. Velegnet til støvede omgivelser og mindre arbejdspladser, hvor der er risiko for øjenskader.

### Leveres tom

Indhold i pakken:	1
Artikelnr.:	4920
Mål:	
Øjenskylleplan	h: 29 x b: 22,8 cm
iBox 2	h: 42,5 x b: 29 x d: 13,5 cm





### PLUM IBOX 2

Støvtæt og transportabel øjenskylleboks med 200 ml Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate og 500 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Særlig velegnet til steder, hvor der er risiko for at få både fremmedlegemer og syrer og baser i øjet.

Indhold i pakken:	1
Artikelnr.:	4921
Refill 200 ml øjenskyll, artikelnr.:	4752
Refill 500 ml øjenskyll, artikelnr.:	4604 / 4613
Mål:	
Øjenskylleplan	h: 29 x b: 22,8 cm
iBox 2	h: 42,5 x b: 29 x d: 13,5 cm



### PLUM IBOX 2

Støvtæt og transportabel øjenskylleboks med 2 x 500 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Særlig velegnet til støvede omgivelser og mindre arbejdspladser, hvor der er risiko for at få fremmedlegemer i øjnene.

Indhold i pakken:	1
Artikelnr.:	4922
Refill 500 ml øjenskyll, artikelnr.:	4604 / 4613
Mål:	
Øjenskylleplan	h: 29 x b: 22,8 cm
iBox 2	h: 42,5 x b: 29 x d: 13,5 cm



### PLUM IBOX 2

Støvtæt og transportabel øjenskylleboks med 500 ml Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO og 1000 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO.

Særlig velegnet til steder med risiko for at få både fremmedlegemer og syrer og baser i øjnene, og hvor der er risiko for, at begge øjne påvirkes.

Indhold i pakken:	1
Artikelnr.:	4923
Refill 500 ml øjenskyll, artikelnr.:	4801
Refill 1000 ml øjenskyll, artikelnr.:	4707
Mål:	
Øjenskylleplan	h: 29 x b: 22,8 cm
iBox 2	h: 42,5 x b: 29 x d: 13,5 cm



### PLUM IBOX 2

Støvtæt og transportabel øjenskylleboks med 2 x 1000 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO.

Særlig velegnet til steder, hvor det kan være nødvendigt med vedvarende skylning.

Indhold i pakken:	1
Artikelnr.:	4924
Refill 1000 ml øjenskyll, artikelnr.:	4707
Mål:	
Øjenskylleplan	h: 29 x b: 22,8 cm
iBox 2	h: 42,5 x b: 29 x d: 13,5 cm



### PLUM IBOX 3

Støvtæt og transportabel øjenskylleboks med plads til tre flasker med øjenskyll og én sprayflaske.

Velegnet til støvede omgivelser og mindre arbejdspladser, hvor der er risiko for øjenskader.

#### Leveres tom

Indhold i pakken:	1
Artikelnr.:	4930
Mål:	
Øjenskylleplan	h: 29 x b: 22,8 cm
iBox 3	h: 47,5 x b: 37,6 x d: 13,5 cm



### PLUM IBOX 3

Støvtæt og transportabel øjenskylleboks med 200 ml Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate, 500 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride, 1000 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO og 250 ml Plum Wound and Eyewash Spray. Særlig velegnet til steder, hvor der er risiko for at få både fremmedlegemer og syrer og baser i øjet.

Indhold i pakken:	1
Artikelnr.:	4931
Refill 500 ml øjenskyll, artikelnr.:	4604 / 4613
Refill 200 ml øjenskyll, artikelnr.:	4752
Refill 1000 ml øjenskyll, artikelnr.:	4800
Refill 250 ml spray, artikelnr.:	4554
Mål:	
Øjenskylleplan	h: 29 x b: 22,8 cm
iBox 3	h: 47,5 x b: 37,6 x d: 13,5 cm



# Støvtæt øjenskylleboks

En lukket station beskytter dit førstehjælpsudstyr mod snavs og støv og holder produkterne klar til brug.

## PLUM COMBI-BOX

Støvtæt øjenskylleboks med 200 ml Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate og 500 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Velegnet til steder, hvor der er risiko for at få både fremmedlegemer og syrer og baser i øjet.

Indhold i pakken:	1
Artikelnr.:	4789
Refill 200 ml øjenskyll, artikelnr.:	4752
Refill 500 ml øjenskyll, artikelnr.:	4604 / 4613
Mål:	
Øjenskylleplan	h: 29 x b: 22,8 cm
Øjenskylleboks	h: 28 x b: 23 x d: 11 cm

## REDUCÉR KONSEKVENSERNE MED KOMBINERET SKYLNING

I tilfælde af ulykker med syrer og baser anbefales kombineret skylning – først med Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate og derefter med Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride. En kombi-boks indeholder begge produkter og tillader hurtig og nem adgang. Start med at neutralisere syren eller basen med Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate, og fortsæt skylning med Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride frem til læge eller skadestue.

Hvis du mest arbejder med flydende kemikalier, anbefaler vi Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO. Så kan du skylle begge øjne på samme tid i nødstilfælde.

Vi anbefaler de åbne stationer til omgivelser uden støv og snavs, som for eksempel laboratorier. De lukkede stationer beskytter produkterne i støvede omgivelser. Alle stationer er nemme at montere og har et spejl og piktogrammer, der tydeligt viser, hvordan flaskerne med øjenskyll skal anvendes.



## PLUM EYEWASH BOX

Støvtæt øjenskylleboks med 2 x 500 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Særlig velegnet til støvede omgivelser og mindre arbejdspladser, hvor der er risiko for at få fremmedlegemer i øjnene.

Indhold i pakken:	1
Artikelnr.:	4650
Refill 500 ml øjenskyll, artikelnr.:	4604 / 4613
Mål:	
Øjenskylleplan	h: 29 x b: 22,8 cm
Øjenskylleboks	h: 28 x b: 23 x d: 11 cm



## PLUM COMBI-BOX DUO

Støvtæt øjenskylleboks med 500 ml Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO og 500 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO. Særlig velegnet til steder med risiko for at få både fremmedlegemer og syrer og baser i øjnene, og hvor der er risiko for, at begge øjne påvirkes.

Indhold i pakken:	1
Artikelnr.:	4862
Refill 500 ml øjenskyll (blå), artikelnr.:	4801
Refill 500 ml øjenskyll (grøn), artikelnr.:	4861
Mål:	
Øjenskylleplan	h: 29 x b: 22,8 cm
Øjenskylleboks	h: 28 x b: 23 x d: 11 cm



## PLUM COMBI-BOX DUO MAXI

Støvtæt øjenskylleboks med 500 ml Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO og 1000 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO. Særlig velegnet til steder med risiko for at få både fremmedlegemer og syrer og baser i øjnene, og hvor der er risiko for, at begge øjne påvirkes.

Indhold i pakken:	1
Artikelnr.:	4810
Refill 500 ml øjenskyll, artikelnr.:	4801
Refill 1000 ml øjenskyll, artikelnr.:	4800
Mål:	
Øjenskylleplan	h: 29 x b: 22,8 cm
Øjenskylleboks	h: 35,7 x b: 25,2 x d: 11,6 cm

Soft close-systemet gør det nemt at åbne og lukke øjenskyllerboksen og beskytter den mod støv og snavs fra omgivelserne.




PS Lavet af polystyren – et let, isolerende og miljøvenligt materiale. Det er produceret med mindre plastik i forhold til en 100 % plastikkonstruktion. Øjenskyllerboksen kan brændes efter udskiftning.

Nem at montere i nærheden af arbejdsstationen.

De formstøbte holdere passer til alle vores flasker med øjenskyll, både dem med almindelige øjenkopper og dem med DUO-øjenkopper, og opbevarer dem på en sikker måde.

Udpeget som "Worldstar Winner" for at være et innovativt produkt, da emballagen er en integreret og permanent del af produktet.



#### PLUM EYEWASH BOX DUO MAXI

Støvtæt øjenskyllerboks med 2 x 1000 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO. Særlig velegnet til steder, hvor det kan være nødvendigt med vedvarende skylning.

#### PLUM EYEWASH PLUG & HEAT BOX, LILLE

Støvtæt øjenskyllerboks med et varmeelement. Sikrer, at øjenskyllvæsken har en komfortabel temperatur. Passer til 2 flasker med 200 ml og/eller 500 ml øjenskyll.

Leveres tom.

#### SØRG FOR KORREKT TEMPERATUR

Lige meget hvad årsagen er, så er der for det meste brug for hurtig hjælp, når du får noget i øjet. Derfor skal førstehjælpsudstyret være parat og let tilgængeligt på arbejdspladsen – også når det er koldt i vejret.

Indhold i pakken: 1  
 Artikelnr.: 4816  
 Refill 1000 ml øjenskyll, artikelnr.: 4800  
 Mål:  
 Øjenskyllplan: 29 x b: 22,8 cmh: 35,7 x b: 25,2 x  
 Øjenskyllboks d: 11,6 cm

Indhold i pakken: 1  
 Artikelnr.: 4672  
 Mål:  
 Øjenskyllplan h: 29 x b: 22,8 cm  
 Øjenskyllboks h: 28 x b: 23 x d: 11 cm



Til hurtig og effektiv dekontaminering af kroppe og overflader efter kontakt med ætsende og toksisk farlige stoffer såsom stærke syrer og baser, oxidanter, formaldehyd, fenoler, organiske opløsningsmidler, flussyre og fluorider.

Scan QR-koden for yderligere oplysninger.



# Plum BodyNeutrAll

Mobilt brusebad med en yderst effektiv dekontamineringsopløsning til hud, overflader og tøj.

Plum BodyNeutrAll indeholder askorbinsyre, en aminosyrebuffer samt calciumioner som aktive stoffer. Glycerin, polyætylen og glycerol gør organiske kemikalier opløselige.

## PLUM BODYNEUTRALL:

- ✓ reducerer stærke oxidanter (såsom klorin, hypochlorit, klorindioxid, kloramin, brom, jod, fluor, brintoverilte, pereddikesyre) og omdanner dem til forbindelser, der ikke længere er aktive.
- ✓ binder aldehyder til iminer, fenoler til aminer og tungmetaller til amin-komplekser.
- ✓ binder flussyre og fluorider til svagt opløseligt kalciumfluorid.
- ✓ opløser organiske opløsningsmidler og kemikalier.

## DEKONTAMINERINGSOPLØSNINGEN HAR FØLGENDE TILLADELSER/GODKENDELSE:

- Certificeret som medicinsk udstyr i klasse I i henhold til kravene i EU-forordningen EU 2017/745.
- Officielt registreret af Federal Office for Drugs and Medical Devices under nummer DE/CA32/00149466. Registreringen er gyldig for hele EU, og produktet kan derfor CE-mærkes.
- Overholder kravene i DIN 14555-12 for udstyrsvogn til farligt gods.





#### PLUM BODYNEUTRALL 5 L

5 liters tom sprøjteflaske, hvor der medfølger en beholder med blandede væsker til at fylde i sprøjteflasken. Den passer til større områder på op til 50 m<sup>2</sup> eller flere personer.

#### PLUM BODYNEUTRALL 600 ML

2 flasker på 300 ml der blandes og anvendes med et sprøjtehoved. Nem at bruge på mindre områder op til 6 m<sup>2</sup> eller op til 3 personer.

#### PLUM BODYNEUTRALL 100 ML

Blandet flaske i lommeformat til at tage med. Den dækker ca. 1 m<sup>2</sup> eller 1 armlængde.

#### C-GEL 30 G

Hindrer effekten af giftige fluorer på huden i tilfælde af kontaminering med flussyre. Forenklet påføring i nødstilfælde på grund af trykdispenseren. Kan også anvendes med handsker.

**Indhold i pakken:** 1  
**Artikelnr.:** 4735  
**Mål:**  
Sprøjteflaske h: 57 (med lanse: 80)  
x b: 22 cm, Ø18 cm

**Indhold i pakken:** 4  
**Artikelnr.:** 4736  
**Mål:**  
2 flasker med  
sprøjtehoved: h: 29 x b: 11 x d: 6 cm


**Indhold i pakken:** 6  
**Artikelnr.:** 4737  
**Mål:** h: 13 x b: 6,5 x d: 3,1 cm

**Indhold i pakken:** 8  
**Artikelnr.:** 4738

100 ml



DA: Læs venligst før brug



DA: Fugt de berørte hudområder godt

2x300 ml



DA: Læs venligst før brug




DA: Fugt de berørte hudområder godt


5L



DA: Læs venligst før brug



DA: Fugt de berørte hudområder godt



DA: Vent 30 sekunder



DA: Vask af

# plum QuickFix

## PLUM QUICKFIX ER EN UNIK DISPENSER:

- Omgående og synlig adgang til plastre og øjenskylleampuller
- Hvert enkelt plaster er klar til brug, når det trækkes ud af dispenser
- Alle plastre er pakket enkeltvis
- Kan sættes på med én hånd
- Nemt at fylde op igen efter behov
- Nemt at se, hvornår den er tom
- Stopper hurtigt mindre blødninger uden at tilsmudse de andre plastre
- Små mål – nemt at finde plads til Plum QuickFix dispenser
- Indeholder en hylde til opbevaring af små, relevante genstande
- Kan låses, så den kun kan åbnes med en nøgle



## Din hurtighjælp til mindre hverdagsulykker

Monter dispenser med plastre på væggen og spar tid.  
Put plaster på – og tilbage til arbejdet!



### HURTIG OG HYGIEJNISKE HJÆLP VED SMÅSKADER

Stop med at spilde tid på småskader. Snu et plaster fra dispenser, put det på og fortsæt arbejdet! Plum QuickFix løser problemet hurtigt, hygiejnisk og effektivt.

Der sker mange små ulykker på arbejdspladsen hver dag, hvor et plaster er alt, der er brug for. Vælg det rigtige plaster til din arbejdssituation. Lige meget om du har brug for plastre til almindelige arbejdssituationer, til arbejdspladser med stor luftfugtighed eller til arbejde inden for fødevarerindustrien, så findes der en passende løsning.



Snu plasteret fra dispenser. Det er klar til brug.....



... og kan sættes på med blot én hånd.



Sådan bruger du Plum QuickFix



# Fleksibelt system til al slags arbejde

Plum QuickFix tilbyder en struktureret løsning til førstehjælp ved mindre skader

## VÆLG DEN DISPENSER, DER PASSER BEDST TIL DINE BEHOV


Vores udvalg af Plum QuickFix dispensere til plastre består af to slags dispensere med forskelligt design. De er udviklet til forskellige slags arbejdspladser og kan fyldes med plastre og ampuller med øjenskyl i mange forskellige blandinger, så de opfylder behovene til enhver arbejdssituation.



Plum QuickFix Uno, hvid



Plum QuickFix Uno, transparent



Plum QuickFix SOLO®, transparent

## PLUM QUICKFIX DISPENSER

Den klassiske grønne dispenser indeholder to refills af Plum QuickFix plastre og/eller ampuller med Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse. Den grønne hætte beskytter indholdet i dispenseren mod støv og snavs fra arbejdspladsen. Den er designet med en indvendig hylde til mindre genstande, og den kan sikres med en lås og nøgle.

Dispenseren kan anvendes alle steder, hvor der er risiko for skader og skrammer. Dispenseren er designet til montering på alle stationære arbejdspladser.

Mål:h: 135 x b: 230 x d: 32 mm



## PLUM QUICKFIX UNO OG PLUM QUICKFIX SOLO® DISPENSER

Til arbejdspladser, som ikke har problemer med støv og snavs, har vi udviklet plasterdispenserne Plum QuickFix Uno og Plum QuickFix Solo®. Det er en lille og moderne dispenser med et unikt design, som kombinerer sikkerhed på arbejdspladsen med en moderne stil.

Plum QuickFix Uno:

Mål: h: 85 x b: 130 x d: 35 mm

Plum QuickFix Solo®:

Mål: h: 80 x b: 130 x d: 27 mm



# Vælg din Plum QuickFix plasterdispenser – som opfylder dine specifikke behov



## PLUM QUICKFIX WATER RESISTANT

Dispenser med 90 vandafvisende plastre, der passer til omgivelser med stor luftfugtighed.

Indhold i pakken: 10  
 Artikelnr.: 5501  
 Refill artikelnr.: 5511



## PLUM QUICKFIX ELASTIC OG WATER RESISTANT

Dispenser med 45 elastiske plastre og 45 vandafvisende plastre.

Indhold i pakken: 10  
 Artikelnr.: 5507  
 Refill artikelnr.: 5512 og 5511



## PLUM QUICKFIX ELASTIC

Dispenser med 90 elastiske plastre, som tilpasser sig hudens bevægelser.

Indhold i pakken: 10  
 Artikelnr.: 5502  
 Refill artikelnr.: 5512



## PLUM QUICKFIX ELASTIC LONG

Dispenser med 60 lange, elastiske plastre, der kan vikles flere gange rundt om fingeren.

Indhold i pakken: 10  
 Artikelnr.: 5528  
 Refill artikelnr.: 5508



## PLUM QUICKFIX DETECTABLE

Dispenser med 90 blå plastre med indbygget metaloverflade, som kan spores med en metaldetektor.

Indhold i pakken: 10  
 Artikelnr.: 5503  
 Refill artikelnr.: 5513



## PLUM QUICKFIX DETECTABLE LONG

Dispenser med 60 lange, blå plastre med indbygget metaloverflade, som kan spores med en metaldetektor.

Indhold i pakken: 10  
 Artikelnr.: 5529  
 Refill artikelnr.: 5509



## PLUM QUICKFIX ALOE VERA

Dispenser med 90 aloe vera plastre, som lindrer og giver fugt.

Indhold i pakken: 10  
 Artikelnr.: 5506  
 Refill artikelnr.: 5514



## PLUM QUICKFIX&RINSE

Dispenser med 45 elastiske plastre og 5 ampuller med 20 ml 0,9 % steril natriumklorid.

Indhold i pakken: 10  
 Artikelnr.: 4631  
 Refill artikelnr.: 5512 og 55160



## PLUM QUICKFIX ALU

Dispenser med 90 aluminiums-plastre med anti-klæbende effekt som følge af aluminiumslaget.

Indhold i pakken: 10  
 Artikelnr.: 5505  
 Refill artikelnr.: 5515



## PLUM QUICKRINSE

Dispenser med 10 øjenskyllampuller med 20 ml 0,9 % steril natriumklorid.

Indhold i pakken: 10  
 Artikelnr.: 4632  
 Refill artikelnr.: 55160



## PLUM QUICKFIX BLOOD STOPPER

Dispenser med 90 plastre med hæmostatisk effekt.

Indhold i pakken: 10  
 Artikelnr.: 5510  
 Refill artikelnr.: 5516



## PLUM QUICKFIX TOM DISPENSER

Dispenser uden refills. Fyld den med Plum QuickFix eller Plum QuickRinse refills efter eget valg.

Indhold i pakken: 10  
 Artikelnr.: 5500





#### PLUM QUICKFIX UNO ELASTIC - DISPENSER, TRANSPARENT

Transparent dispenser med 45 elastiske og komfortable plastre, som tilpasser sig hudens bevægelser. Plastrene er hudvenlige og gør, at huden kan ånde.

Indhold i pakken: 10  
 Artikelnr.: 5531

#### PLUM QUICKFIX UNO ELASTIC - DISPENSER, HVID

Skinnende hvid dispenser med 45 elastiske og komfortable plastre, som tilpasser sig hudens bevægelser. Plastrene er hudvenlige og gør, at huden kan ånde.


Indhold i pakken: 10  
 Artikelnr.: 5532



#### PLUM QUICKFIX UNO – DISPENSER UDEN REFILLS, HVID



#### PLUM QUICKFIX UNO – DISPENSER UDEN REFILLS, TRANSPARENT




#### PLUM QUICKFIX SOLO® – DISPENSER UDEN REFILLS, TRANSPARENT

Fyld dispenserens med plastre efter eget valg. Alle QuickFix plaster refills kan anvendes alt efter dine specifikke behov. Dispenseren kan også anvendes med en Plum QuickRinse refill.

Indhold i pakken: 10  
 Artikelnr.: 5534

Indhold i pakken: 10  
 Artikelnr.: 5533

Indhold i pakken: 2  
 Artikelnr.: 5535



#### PLUM QUICKFIX MINI

Lille og praktisk pakke med 30 Plum QuickFix Elastic plastre. Nem at tage med alle steder, hvor du eventuelt kunne få brug for et plaster. Alle plastre er pakket enkeltvis og er klar til brug blot ved at trække dem ud af pakken.

Indhold i pakken: 30 x 30  
 Artikelnr.: 5504  
 Mål på plastre: l: 72 x b: 25 mm



PLUM QUICKFIX SOLO®, transparent - vist med eksempel på plaster refill

# Plum QuickFix plaster refills

Fuldt overblik over refill-løsninger



## PLUM QUICKFIX ELASTIC

45 elastiske og komfortable tekstilplastre, som tilpasser sig hudens bevægelser. Plastrene er hudvenlige og gør, at huden kan ånde.



## PLUM QUICKFIX DETECTABLE

45 blå, iøjnefaldende tekstilplastre med en indbygget metalbelægning, som kan spores med en metaldetektor. Særligt velegnet til levnedsmiddelindustrien. Plastrene er lavet af åndbart materiale.



## PLUM QUICKFIX WATER RESISTANT

45 vandafvisende plastre, der er særligt velegnede til arbejdsmiljøer med stor luftfugtighed. Plastrene er lavet af et beskyttende PE-materiale.

### REFILL

Displayæske: 6 x 45  
Indhold i pakken: 8 x 6 x 45  
Artikelnr.: 5512  
Mål: l: 72 x b: 25 mm

### DISPENSER

Artikelnr.: 5502

### REFILL

Displayæske: 6 x 45  
Indhold i pakken: 8 x 6 x 45  
Artikelnr.: 5513  
Mål: l: 72 x b: 25 mm

### DISPENSER

Artikelnr.: 5503

### REFILL

Displayæske: 6 x 45  
Indhold i pakken: 8 x 6 x 45  
Artikelnr.: 5511  
Mål: l: 72 x b: 25 mm 5501

### DISPENSER

Artikelnr.: 5501



## PLUM QUICKFIX ELASTIC OG DETECTABLE LONG

30 tekstilplastre med ekstra længde, der kan vikles flere gange rundt om fingeren. Vælg mellem elastiske tekstilplastre eller blå sporbare plastre.



## PLUM QUICKFIX ELASTIC LONG

Displayæske: 6 x 30  
Indhold i pakken: 8 x 6 x 30  
Artikelnr.: 5508  
Mål: l: 120 x b: 20 mm

### DISPENSER

Artikelnr.: 5528

## PLUM QUICKFIX DETECTABLE LONG

Displayæske: 6 x 30  
Indhold i pakken: 8 x 6 x 30  
Artikelnr.: 5509  
Mål: l: 120 x b: 20 mm

### DISPENSER

Artikelnr.: 5529



#### PLUM QUICKFIX ALOE VERA

Aloe veraen i puden har velkendte lindrende, fugtgivende og beroligende egenskaber. Det skaber de bedste forudsætninger for sårmiljøet og hjælper med den naturlige helingsproces. Forhindrer, at der dannes sårskorper. Plastrrets materiale er tekstil.

##### REFILL

**Displayæske:** 6 x 45  
**Indhold i pakken:** 8 x 6 x 45  
**Artikelnr.:** 5514  
**Mål:** l: 72 x b: 25 mm

##### DISPENSER

**Artikelnr.:** 5506



#### PLUM QUICKFIX ALU

Tekstilplaster med pude med mikroniseret aluminium. Det anti-klæbende lag af aluminium og PE har en større anti-klæbende ydeevne end et normalt PE-lag. Plasteret er luftgennemtrængeligt og komfortabelt.

##### REFILL

**Displayæske:** 6 x 45  
**Indhold i pakken:** 8 x 6 x 45  
**Artikelnr.:** 5515  
**Mål:** l: 72 x b: 25 mm

##### DISPENSER

**Artikelnr.:** 5505



#### PLUM QUICKFIX BLOOD STOPPER

Tekstilplastre med hæmostatisk effekt. Tilstedeværelsen af alginatfibre mellem de ikke-vævede fibre i sårpuden skaber en kunstig klump (gel) inde i puden, som blokerer blødningen på 1-2 minutter og opretholder optimale fugtforhold.

##### REFILL

**Displayæske:** 6 x 45  
**Indhold i pakken:** 8 x 6 x 45  
**Artikelnr.:** 5516  
**Mål:** l: 72 x b: 25 mm

##### DISPENSER

**Artikelnr.:** 5510



#### PLUM EYEWASH 0.9% SODIUM CHLORIDE QUICKRINSE - 5 X 20 ML

5 øjenskyllampuller med 20 ml 0,9 % steril natriumklorid. Til individuel brug eller til genopfyldning af QuickSafe®, Plum QuickFix&Rinse og Plum QuickRinse dispensere.

**Indhold:** 5 x 20 ml  
**Indhold i pakken:** 4 x 5 x 20 ml  
**Artikelnr.:** 5160

# Plum QuickSoft bandage



## PRODUKTFAKTA- OG FORDELE

- Pakket i en grøn dispenser, som er nem at fylde op igen
- Latexfri
- Rives af – der er ikke brug for saks
- Selvklæbende – nem at sætte på

## Beskytter fingre og andre led

Plum QuickSoft bandage er det hurtige valg til alle, der leder efter en effektiv, brugervenlig og latexfri løsning til beskyttelse af fingre og andre led. De kombinerede egenskaber, fra afrivningsdesignet til den selvklæbende beskaffenhed, gør bandagerne til en værdifuld tilføjelse til ethvert førstehjælpssæt, der giver pålidelig støtte, når du har mest brug for det.

## BANDAGEN FÅS I TRE FARVER



Blå




Beige



Sort





## Mål

Dispenser	Bandagerulle
h: 17 x b: 5,9 x d: 12,9 cm	l: 5 m x b: 5,5 cm

## Plum QuickSoft dispenser med refill

Artikelnr.	5554	5555	5556	5557
Beskrivelse	Dispenser, tom	Dispenser + 1 blå bandage refill	Dispenser + 1 beige bandage refill	Dispenser + 1 sort bandage refill

## Plum QuickSoft bandage, kun refills

Artikelnr.	5541	5542	5543
Beskrivelse	2 x blå bandage refills	2 x beige bandage refills	2 x sort bandage refills

# QuickSafe® giver dig hurtig, nem og sikker førstehjælp

En fleksibel løsning, der giver et hurtigt overblik over den tilgængelige førstehjælp og gør det nemt altid at have de rigtige produkter på det rigtige sted.

## SKRÆDDERSYDEDE FØRSTEHJÆLPSSTATIONER


Fyld din førstehjælpsstation efter dine behov. Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride til at skylle fremmedlegemer ud af øjet og Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate til ulykker med syrer eller baser. Plastre, der passer til din arbejdssituation. Brandsårsgel, der lindrer mindre forbrændinger. Øjenskyllampuller til mindre ulykker og irriterede øjne. Vådservietter til sårrens. Kompressionsforbindinger til mere alvorlige ulykker.

Alt sammen bag et gennemsigtigt cover, som giver dig et perfekt overblik over det, du har brug for.

## ” DE VIGTIGSTE PRODUKTER SKAL VÆRE PÅ DET RIGTIGE STED

Spæncom A/S er en førende leverandør af betonelementer. Virksomheden har valgt Quicksafe® for at øge sikkerheden for deres mere end 500 medarbejdere. ”Vi har valgt Quicksafe®, fordi stationen kan sammensættes, så den passer til det individuelle arbejdsområde. I områderne, hvor betonelementerne syrevaskes, kan vi for eksempel placere flaskerne med øjenskyll tæt på arbejdssituationen. QuickSafe® indeholder de mest nødvendige produkter, den kan placeres, så førstehjælpen er lige ved hånden, og det er meget praktisk med det gennemsigtige cover”. Jany Johannsen, Miljø- og sikkerhedskoordinator





## QuickSafe® EMPTY

### DU TAGER BESLUTNINGERNE

Hvis du vil have fuld frihed til at organisere din førstehjælp alt efter dine behov, kan du begynde med en tom station og fylde den op, så den passer din specifikke situation.



### KØB EN TOM STATION OG FYLD DEN, SÅ DEN PASSER TIL DINE BEHOV

Hvis du har behov, som vi ikke opfylder med de fire forskellige QuickSafe®-løsninger, som der vises på de følgende sider, kan du få en 100 % skræddersyet løsning. Start med en vægstation og fyld den med flasker med øjenskyll og andre førstehjælpsprodukter.


Indhold i pakken: 1  
 Artikelnr.: 5173  
 Mål: h: 430 x b: 253 x d: 92 mm

# Hjælpen er lige ved hånden

Nem adgang til førstehjælp er nøglen til øget sikkerhed

QuickSafe® kombinerer de vigtigste førstehjælpsprodukter på et sted. Placer stationen der, hvor risikoen for ulykker er størst. QuickSafe® stationen er ikke meget større end et stykke A3 papir, så den kan placeres på stort set alle arbejdspladser med risiko.

Det gennemsigtige cover muliggør såvel et hurtigt overblik som nem adgang til førstehjælp. Du kan nemt se, hvornår stationen skal fyldes op igen. Det støvtætte cover kombineret med de enkeltvis pakkede produkter gør QuickSafe® til en hygiejnisk og elegant løsning.



Øjenskylleplanen medfølger til alle QuickSafe® stationer





## QuickSafe® BASIC

### ET GODT UD GANGSPUNKT

Med en QuickSafe® Basic får du de vigtigste produkter og kan vælge indholdet til de øverste hylder. Det giver dig fuld fleksibilitet.



### HAR DU SPECIELLE KRAV TIL DIN FØRSTEHJÆLPSSTATION?

Rygraden i hele QuickSafe® serien er Plum's anerkendte øjenskyll. Med QuickSafe® Basic får du den sammen med Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate, Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride, øjenskylleampuller og plastre. Resten er op til dig. Sammensæt hylden i stationen, så den passer til din virksomheds behov.

INDHOLD:	Artikelnr.:
2 x 500 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride	4604
1 x 200 ml Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate	4752
5 x 20 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse ampuller	5160
1 x Plum QuickFix Elastic refill med 45 plastre	5512

Indhold i pakken:	1
Artikelnr.:	5170
Mål:	h: 430 x b: 253 x d: 92 mm



## QuickSafe® COMPLETE

### DEN KOMPLETTE LØSNING

Øjenskyll inklusive Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate og Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse ampuller, trykforbinding, sårrenseservietter, plastre og brandsårsgel til lindring af mindre brandsår.



### BRED FØRSTEHJÆLPSDÆKNING

Med QuickSafe® Complete får du et bredt udvalg af førstehjælpsprodukter. Der er produkter til de fleste kritiske situationer og til mange af de mindre hverdagsulykker.

INDHOLD:	Artikelnr.:
18 x Plum QuickCool brandsårsgel	5150
1 x Plum QuickStop sårkompressionsforbinding	5152
1 x 17 x 17 cm og 2 x 12 x 7,5 cm	
20 x Plum QuickClean sårrens	5151
2 x 500 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride	4604
1 x 200 ml Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate	4752
5 x 20 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse ampuller	5160
1 x Plum QuickFix Elastic refill med 45 plastre	5512

Indhold i pakken:	1
Artikelnr.:	5174
Mål:	h: 430 x b: 253 x d: 92 mm





## QuickSafe® FOOD INDUSTRY

### TIL DIN OG DINE KUNDERS SIKKERHED

Vi har fyldt stationen med relevant indhold, der passer til levnedsmiddelindustriens krav.



### HURTIG OG SIKKER HJÆLP MED INDBYGGET SPORBARHED

En førstehjælpsstation, der er målrettet levnedsmiddelindustrien, køkkener, kantiner og restauranter, med blandt andet plastre, der kan spores, sårrens, brandsårsgel og sårkompressionsforbindinger.

INDHOLD:	Artikelnr.:
18 x Plum QuickCool brandsårsgel	5150
1 x Plum QuickStop sårtrykforbinding	5152
1 x 17 x 17 cm og 2 x 12 x 7,5 cm	
20 x Plum QuickClean sårrens	5151
2 x 500 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride	4604
1 x 200 ml Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate	4752
1 x Plum QuickFix Detectable refill med 45 plastre	5513
1 x Plum QuickFix Detectable Long refill med 30 plastre	5509

Indhold i pakken: 1  
Artikelnr.: 5175  
Mål: h: 430 x b: 253 x d: 92 mm



## QuickSafe® CHEMICAL INDUSTRY

### STÆRK LØSNING TIL BARSKE MILJØER

Ulykker med syrer og baser kan have alvorlige og livslange konsekvenser for den enkelte person, hvis du går på kompromis med tilgængeligheden.



### NÅR DER KUN ER SEKUNDER IMELLEM EN MINDRE OG EN STØRRE ULYKKE

Hvis der er risiko for ulykker, der involverer syrer og baser, er det afgørende med sikkerhed i form af effektiv og mobil øjenskyll. Den indeholder blandt andet Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO, som skyller begge øjne på samme tid.

INDHOLD:	Artikelnr.:
1 x 500 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO	4861
1 x 500 ml Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO	4801
1 x 200 ml Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate	4752
5 x 20 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse ampuller	5160
1 x Plum QuickFix Elastic refill med 45 plastre	5512

Indhold i pakken: 1  
Artikelnr.: 5171  
Mål: h: 430 x b: 253 x d: 92 mm

# Plum Pull1Aid®

Hurtig, nem og sikker førstehjælp

Plum Pull1Aid® er en vægmonteret førstehjælpsstation, der passer til de fleste arbejdspladser. En fleksibel løsning, der giver et hurtigt overblik over den tilgængelige førstehjælp og gør det nemt altid at have de rigtige produkter på det rigtige sted.

Plum Pull1Aid® giver dig mulighed for at kombinere førstehjælps- og sårplejeprodukter, som passer til behovene på din arbejdsplads.



## Plum Pull1Aid® station



### INDHOLD:

1 x Plum QuickCool brandsårsgel	5150
1 x Plum QuickClean sårrens	5151
1 x Plum QuickStop sårforbinding	5152
2 x Plum Blood Stopper sårforbinding	5154
1 x Plum Blood Stopper Mini sårforbinding	5153
1 x Plum BurnGel forbinding til brandsår	5156
1 x Plum Protect Kit åndedrætshjælp	5155
1 x Plum QuickFix Elastic refill	5512
1 x Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse	5160

### ARTIKELNR.:

Indhold i pakken:

1

Artikelnr.:

5183

Mål:

h: 430 x b: 253 x d: 92 mm

# Plum Pull1Aid® refills

## PLUM BLOOD STOPPER MINI

En mindre, steril kompressionsforbinding med fire funktioner. Brug den som kompressionspude til kraftige blødninger, beskyttelse til overfladiske sår, brandsårforbinding med sårbeskyttende overflade eller som midlertidig støtte.



Artikelnr. 5153

## PLUM BLOOD STOPPER

En steril kompressionsforbinding med fire funktioner. Brug den som kompressionspude til kraftige blødninger, beskyttelse til overfladiske sår, brandsårforbinding med sårbeskyttende overflade eller som midlertidig støtte.



Artikelnr. 5154

## PLUM PROTECT KIT

Beskyttelsesmaske til udførsel af mund-til-mund ved genoplivning. Begrænser kontakten mellem førstehjælperen og den skadede person med en iltmaske med en envejsventil.



Artikelnr. 5155

## PLUM BURNGEL

Gelforbinding, som hurtigt køler og effektivt lindrer smerter fra brandsår. Den kølende effekt reducerer smerter og hævelse, og hindrer brandsåret i at trænge dybere ind i huden.



Artikelnr. 5156

## PLUM QUICKCOOL

Brandsårgel til førstehjælp i tilfælde af mindre brandsår og skoldninger. Kølende og smertelindrende effekt. Indeholder tea tree oil. Kan anvendes individuelt og til genopfyldning af førstehjælpsstationerne.



Artikelnr. 5150

## PLUM QUICKCLEAN

Sårrenseservietter til rens af mindre sår og skrammer. Vådservietterne er pakket ind enkeltvis og indeholder sterilt vand. Kan anvendes individuelt og til genopfyldning af førstehjælpsstationer.



Artikelnr. 5151

## PLUM QUICKSTOP

Sæt med sårkompressionsforbindinger til mindre og kraftigere blødninger. Steril forbinding med integreret kompression. Elastisk, ikke-klæbende og hudvenlig. Til almindelig brug som kompressions-, støtte- og beskyttelsesforbinding.



Artikelnr. 5152

## PLUM QUICKFIX BLOOD STOPPER

Plaster med hæmostatisk effekt med alginatfibre mellem de ikke-vævede fibre i sårpuden. Skaber en kunstig klump inde i puden, som blokerer blødningen på 1-2 minutter og opretholder optimale fugtforhold.



Artikelnr. 5516

## PLUM QUICKFIX ELASTIC

Elastiske og komfortable tekstilplastre, som tilpasser sig hudens bevægelser. Plastrene er hudvenlige og gør, at huden kan ånde.



Artikelnr. 5512

Artikelnr. lang 5508

## PLUM QUICKFIX DETECTABLE

Blå, iøjnefaldende plastre med en indbygget metalbelægning, som kan spores med en metaldetektor. Lavet af åndbart materiale.



Artikelnr. 5513

Artikelnr. lang 5509

## PLUM QUICKFIX WATER RESISTANT

Vandafvisende plastre, der er velegnede til arbejdsomgivelser med stor luftfugtighed. Plastene er lavet af et beskyttende PE-materiale.



Artikelnr. 5511

## PLUM QUICKFIX ALOE VERA

Plastre med aloe vera med lindrende, fugtgivende og beroligende effekt. Skaber de bedste forudsætninger for naturlig sårheling og forhindrer, at der dannes sårskorper.



Artikelnr. 5514

## PLUM QUICKFIX ALU

Luftgennemtrængelige og komfortable plastre med pude med mikroniseret aluminium. Anti-klæbende lag af aluminium og PE med høj anti-klæbende ydeevne.



Artikelnr. 5515

## PLUM EYEWASH 0.9% SODIUM CHLORIDE QUICKRINSE

5 øjenskyllampuller med 20 ml 0,9 % steril natriumklorid. Til individuel brug eller til genopfyldning af Plum Pull1Aid®, QuickSafe®, Plum QuickFix&Rinse og Plum QuickRinse dispensere.



Artikelnr. 5160

## PLUM PULL1AID - TOM STATION

Praktisk og funktionel station med gennemsigtigt cover – hygiejnisk og beskytter produkterne mod støv.



Artikelnr. 5182

# Sår- og øjenpleje

Praktiske løsninger – til at stoppe mindre ulykker, inden de stopper dig.



Selv små skrammer og sår kan blive alvorlige, hvis de ikke plejes i tide. Hvis du har den rigtige sår- og øjenpleje til rådighed, kan du nemt rense og forbinde et lille sår – og hurtigt komme tilbage til arbejdet.



## PLUM BELT BAG TIL 200 ML FLASKER

Bær din øjenskyll i denne praktiske taske til dit bælte, arbejdstøj etc. Tasken er nem at åbne og giver hurtig førstehjælp, hvis der sker en ulykke. En sikker og hygiejnisk måde at opbevare og beskytte flasken. Flasken er ikke inkluderet.

<b>Indhold i pakken:</b>	10 enheder
<b>Artikelnr.:</b>	4692



## PLUM FIRST AID BAG - BASIC

Praktisk førstehjælpstaske til dit bælte og arbejdsbeklædning eller til enhver arbejdsplads, der har brug for en transportabel løsning til førstehjælp. Nem at åbne og giver hurtig og hygiejnisk førstehjælp.

### TASKEN INDEHOLDER:

- 1 x Plum QuickFix Water Resistant refill
- 1 x Plum QuickFix Elastic refill
- 1 x 200 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride
- 1 x Plum QuickCool
- 1 x Plum QuickClean
- 1 x Plum QuickStop

<b>Indhold i pakken:</b>	4
<b>Artikelnr.:</b>	4960



## PLUM FIRST AID BAG - INDUSTRIAL

Praktisk førstehjælpstaske til dit bælte og arbejdsbeklædning eller til enhver arbejdsplads, der har brug for en transportabel løsning til førstehjælp. Nem at åbne og giver hurtig og hygiejnisk førstehjælp.

### TASKEN INDEHOLDER:

- 2 x Plum QuickFix Elastic refill
- 1 x 200 ml Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate
- 1 x 50 ml Plum Wound and Eyewash Spray
- 1 x Plum QuickCool
- 1 x Plum QuickClean
- 1 x Plum QuickStop

<b>Indhold i pakken:</b>	4
<b>Artikelnr.:</b>	4961



## PLUM QUICKSTOP

Sæt med sårkompressionsforbindinger til effektiv førstehjælp i tilfælde af mindre og kraftigere blødninger. Steril forbindelse med integreret kompression. Elastisk, ikke-klæbende og hudvenlig. Plum QuickStop til almindelig brug som kompressions-, støtte- og beskyttelsesforbinding.

### SÆTTET INDEHOLDER:

- 1 x Plum QuickStop sårkompressionsforbinding, 17 x 17 cm
- 2 x Plum QuickStop sårkompressionsforbindinger, 12 x 7,5 cm

<b>Indhold i pakken:</b>	6 x 3
<b>Artikelnr.:</b>	5152





50 ML / 250 ML

### PLUM WOUND AND EYEWASH SPRAY

En 0,9 % natriumkloridopløsning der giver øjeblikkelig pleje ved mindre øjenulykker eller sår og skrammer på huden.

**Indhold:** 50 ml  
**Indhold i pakken:** 24 x 50 ml  
**Artikelnr.:** 45530  
**Sprog:** en, de, se, da, fr, no, fi, pt, it, nl, es, pl, is

**Indhold:** 250 ml  
**Indhold i pakken:** 12 x 250 ml  
**Artikelnr.:** 4554

Plum Wound and Eyewash Spray er CE-mærket i henhold til direktivet for medicinsk udstyr (93/42/EØF).



### PLUM NANO SAFE

Til effektiv fjernelse af nanopartikler fra huden.

**Indhold:** 50 ml  
**Artikelnr.:** 5576



### ALOE VERA COOL GEL

Meget koncentreret organisk Aloe Vera-gel, som køler, fugter og blødgør huden.

Aloe Vera er et fuldstændigt naturligt produkt, der har genopbyggende effekt på huden og passer til alle hudtyper.

Påfør den beroligende gel i rigelige mængder på insektbid eller på udsatte områder såsom solskoldet hud.

**Indhold:** 75 ml  
**Indhold i pakken:** 8 x 75 ml  
**Artikelnr.:** 5570



### PLUM QUICKCOOL

Brandsårsgel til førstehjælp i tilfælde af mindre brandsår og skoldninger. Kølende og smertelindrende effekt. Indeholder tea tree oil. Kan anvendes individuelt og til genopfyldning af QuickSafe® stationer. 18 poser pr. boks.

**Indhold i pakken:** 6 x 18  
**Artikelnr.:** 5150



### PLUM QUICKCLEAN

Sårrenseservietter til rens af mindre sår og skrammer. Vådservietterne er pakket ind enkeltvis og indeholder sterilt vand. Kan anvendes individuelt og til genopfyldning af QuickSafe® stationer. 20 poser pr. boks.

**Indhold i pakken:** 6 x 20  
**Artikelnr.:** 5151



### PLUM QUICKCLEAN BOX

Boks med 40 sårrenseservietter til rens af mindre sår og skrammer. Vådservietterne er pakket ind enkeltvis og indeholder sterilt vand. Vådservietternes mål er 130 x 200 mm.

**Indhold i pakken:** 11 x 40  
**Artikelnr.:** 5551  
**Vægholder:** 955904



# Plum BurnOut

## Brandslukningsspray

Plum BurnOut er en brandslukningsspray og et praktisk supplement til en almindelig brandslukker.

Sprayflasken er nem at tage med og indeholder en uorganisk, vandbaseret væske, som giver en unik brandbeskyttelse. Derudover har den en af de stærkeste miljømæssige profiler på markedet i dag.

### PRODUKTFAKTA OG FORDELE

Miljøvenlig neutral væske (pH 7,5)

- ✓ Uden PFAS og overfladeaktive stoffer
- ✓ Høj ED50 værdi (Effekt Dosis, der måler indhold af bakterier efter brug – høj procent betyder godt, lav er dårligt) saltvand 21 %/ferskvand 41 %
- ✓ Ikke giftigt
- ✓ Brandklasse A
- ✓ God slukningseffekt
- ✓ Tømmes på 20 sekunder og dækker 2 meter

Plum BurnOut er beregnet til hurtig hjælp på tidlige slukningsstadier. Kan anvendes af brandinspektører (industri), sikkerhedsvagter, samt i private hjem, restauranter, mobilehomes og campingvogne, faktisk alle steder, hvor en lille brandslukker kan anvendes først og kvæle branden.

Den kan monteres i en vægholder og passer til træ, papir og stof.

Plum BurnOut er ekstremt effektiv, har fantastisk beskyttelse mod genantændelse og er sikker at anvende.



### PLUM BURNOUT

Indhold	250 ml
Indhold i pakken	12
Artikelnr.:	5590




### VÆGHOLDER

Indhold i pakken	24
Artikelnr.:	4123

# Fra håndpleje til øjenskyll

Plum Safety ApS udspringer fra den danske virksomhed Plum A/S – som går helt tilbage til 1860

Plum A/S har leveret effektive og brugervenlige håndhygiejneløsninger til virksomhedsklienter i mere end 50 år – og i mere end 20 år har vi serviceret markedet med førstehjælpsudstyr, som gør arbejdspladsen til et mere sikkert sted. I dag servicerer vi en masse brugere inden for industrien, håndværks- og institutionsområderne. Vi tilbyder førstehjælpsprodukter såsom øjenskyll, førstehjælpsstationer, plastre og brandsårsgel.



**Plum Safety ApS**  
Mandelalleen 1  
DK-5610 Assens

Tlf.: +45 6916 9600  
[info@plum.eu](mailto:info@plum.eu)

[www.plum.eu](http://www.plum.eu)

